

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.
Sensitive® è un marchio commerciale registrato di EUROJERSEY

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti

ASSORTIMENTO/TAGLIE

| Codice | REF. 1090 - REF. 1091* - REF. 1093** | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circonf. bacino cm | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 | 130/140 |
| Altezza anteriore cm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Altezza anter. cm* | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Altezza anter. cm** | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Altezza posteriore cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Altezza poster. cm* | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Altezza poster. cm** | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Colore | C-crema (1090,1091,1093) / S-nero (1090,1091,1093) / XXXL: solo nero | | | | | | |

OPTION 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22 (REF.1090) - cm 26 (REF.1091) - cm 16 (REF.1093)

MANUTENZIONE

- Non candeggiare
- Pulizia chimica non consentita
- Non stirare
- Non asciugare in asciugatrice

Istruzioni per il lavaggio:

BUSTO

- prima di lavare il capo assicurarsi di chiudere saldamente i velcri di chiusura
- lavare il capo da solo
- lavare a mano o in lavatrice con lavaggio ultra-delicato ad una temperatura di max 30°C con detergente neutro
- far asciugare lontano da fonti di calore

PELOTA

- lavare a mano a max 30°C con detergente neutro (consigliato l'uso di una spugna)
- lasciare asciugare lontano da fonti di calore

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondilartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi delle colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Solo REF.1091: esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Solo REF.1091: trattamento della frattura dei processi trasversi

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori.
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente

APPLICAZIONE

- 1 Aprire il busto e fissare provvisoriamente i cinturini in Velcro® sulle bande laterali (fig.A).
 - 2 Posizionare il busto in modo che l'asola sia rivolta verso l'alto.
 - 3 Indossare il busto inserendo il pollice nell'asola per accompagnarne la chiusura e fissare bene con la chiusura a Velcro® centrale (fig.B). Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata.
 - 4 Stringere il busto agghiacciando i cinturini sulla banda velcrabile anteriore (fig.C).
- SOLO modelli REF. 1091: stringere prima i cinturini bassi e poi quelli alti.

NOTA:

Per applicare la pelota rigida posteriore (modellabile a caldo):

- applicare l'imbottitura adesiva alla parte plastica (lato concavo-senza scritte, fig.L)
- applicare i Velcri® adesivi centralmente, sul lato opposto rispetto all'imbottitura (fig.M)
- agganciare la pelota tramite Velcro® alla parte dorsale interna del busto

Per applicare la pelota rigida anteriore (modellabile a caldo):

- applicare l'imbottitura adesiva alla parte plastica (lato concavo-senza scritte)
- agganciare la pelota tramite Velcro® alla chiusura anteriore del busto

LITECROSS



REF. 1090C - REF. 1090H - REF. 1090S



REF. 1091C - REF. 1091H - REF. 1091S



REF. 1093C - REF. 1093S