

INDICAZIONI DEL PRODUTTORE PER IL TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI SECONDO LA NORMA EN ISO 17664:2017

PRODUTTORE: Larident Srl

REF: C90/C92/C99/C95

AVVERTENZE: IL PRODOTTO NON VIENE FORNITO STERILE.
STERILIZZARE PRIMA DELL'UTILIZZO

Limitazione sui trattamenti: il prodotto è monouso

Area d'utilizzo: supporto e pulizia di strumenti endodontici

Conservazione e trasporto: il prodotto non ha esigenze particolari

Metodo di utilizzo: pulire le spire dei files o reamers attraverso un movimento rotatorio dello strumento, guidato dalla mano, all'interno della spugnetta. Le impurità rimaste negli strumenti endodontici verranno rimosse dalle porosità della spugna

Disinfezione e sterilizzazione: sterilizzare in autoclave prima dell'uso a 134° gradi per 4 min. Il prodotto potrebbe cambiare leggermente colore ma questo non ne comprometterà l'utilizzo e le prestazioni

Manutenzione: nessun requisito specifico

Smaltimento: smaltire il prodotto secondo le corrette procedure di smaltimento

Controllo e test di funzionamento: controllo visivo di eventuali danni o deformazioni del prodotto

Stoccaggio e immagazzinamento: il prodotto non ha esigenze particolari

Le istruzioni sopra elencate sono state validate dal fabbricante dei dispositivi medici come idonee per la preparazione del dispositivo all'utilizzo.

E' responsabilità dell'utente di assicurare che il processo di preparazione, le attrezzature, i materiali utilizzati ed il personale ottengano i risultati desiderati.

Qualsiasi deviazione dalle istruzioni consigliate deve essere analizzata accuratamente in merito alla sua efficienza e possibili conseguenze svantaggiose.



LARIDENT S.r.l.

Via Lamaineigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova) - ITALY

Tel +39 0185 939481 - Fax +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS FOR THE TREATMENT OF MEDICAL DEVICES ACCORDING TO THE EN ISO 17664:2017 STANDARDS

MANUFACTURER: Larident Srl

REF: C90/C92/C99/C95

WARNING NOTICE: THE PRODUCT IS NOT SUPPLIED STERILE.
STERILIZE IT BEFORE USE

Restriction on treatments: the product is for single use

Area of use: support and cleaning of endodontic instruments

Storage and transport: the product does not have specific needs

Method of use: clean the file or reamer files by rotating the instrument, guided by a hand inside the sponge. The impurities left in the endodontic instruments will be removed by the porosity of the sponges

Disinfection and sterilization: sterilize in an autoclave machine before use at 134° for 4 minutes. The product could slightly change colour but this will not change its usage or performance

Maintenance: no specific requirement

Disposal: dispose of the product according to the correct disposal procedures

Function check and test: visual check for any damage or deformation of the product

Storage: the product does not have specific needs

The instructions listed above have been validated by the manufacturer of the medical devices as suitable for preparing the device for use.

It is the user's responsibility to ensure that the preparation process, the equipment the materials used and the staff obtain the desired results.

Any deviation from the recommended instructions must be carefully checked with regards to its efficiency and possible adverse consequences.



LARIDENT S.r.l.

Via Lamaineigra 12R (Ponte Rimassa)

16030 Tribogna (Genova) - ITALY

Tel +39 0185 939481 - Fax +39 0185 938595

info@larident.it - www.larident.it