

DOSSIER TECNICO

HYPAFIX

FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

DESCRIZIONE	Fascia autoadesiva in TNT porosa e conformabile per il fissaggio di cateteri e di medicazioni specie su area estesa.
COMPOSIZIONE	Supporto in poliestere non tessuto elastico, permeabile all'aria ed al vapore, bianco Peso del supporto: 37-54 g/m ² . Massa adesiva in poliacrilato ipoallergenico in base acquosa. Peso dell'adesivo: 33+/- 3 g/m ² Materiale di rilascio in carta siliconata Peso del materiale di rilascio: 87-95g/m ² La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico
CARATTERISTICHE	Flessibile, conformabile, facile da maneggiare, radiotrasparente, sterilizzabile, permeabile all'aria ed al vapore acqueo (2000 – 3000 g/m ² /24h). Ipoallergenico, molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile. Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente. Chimicamente inerte alla gomma ed alla plastica. Estensibile trasversalmente si adatta bene anche ai profili tortuosi del corpo. Rimozione indolore anche in presenza di peli, non lascia residui. Il fissaggio su area estesa della medicazione sui 4 lati previene i rischi di contaminazione. Il prodotto è radiotrasparente.
INDICAZIONI D'USO	Fissaggio di medicazioni su area estesa, particolarmente per il fissaggio di medicazioni su articolazioni e su parti del corpo soggette a movimenti frequenti o con profili tortuosi. Fissaggio di tubi, sonde, cateteri, strumenti di misura, strumenti vari.
STERILIZZABILITA'	Il prodotto non è sterile ma è sterilizzabile utilizzando ossido di etilene o raggi gamma.
ATOSSICITA'	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime, dei coloranti e degli inchiostri impressi direttamente sulle parti che vengono a contatto con i tessuti del corpo sono atossici.
PERMEABILITA' ALL'ARIA	>1.0 (cm ³ /cm ² s)
ESTENSIBILITA'	Longitudinale: 38 +/- 12% Trasversale: 120 +/- 30%
ADESIVITA'	1,0 – 3,5 N/cm
CARICO MINIMO DI ROTTURA	Longitudinalmente: 125 +/- 40 N/50mm Trasversalmente: 40 +/- 15 N/50mm
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Uno o più giorni in funzione dello stato della lesione e delle condizioni della cute.
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso e di vendita: rotolo in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra. L'unità d'uso è identificabile Essity ai fini di campionatura di gara.
CONSERVAZIONE E DURATA	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e al riparo da fonti di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.
CODICE CND	M050201 Cerotto estensibile per fissaggio area estesa

Continua

Ultimo aggiornamento: 27/05/2020

DOSSIER TECNICO

HYPAFIX

FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

Continuazione /2

MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE integrata dalla direttiva 2007/47/CE – Dispositivo medico – Classe I	
NUMERO DI REPERTORIO	VECCHIO N. REPERTORIO	NUOVO N. REPERTORIO
	Cod. 71443-01 Rep.: 37292/R	Cod. 71443-01 Rep.: 1923574
	Cod. 71443-02 Rep.: 1786349/R	Cod. 71443-02 Rep.: 1923570
	Cod. 71443-03 Rep.: 1786350/R	Cod. 71443-03 Rep.: 1923571
	Cod. 71443-04 Rep.: 17863351/R	Cod. 71443-04 Rep.: 1923572
	Cod. 71443-05 Rep.: 1786352/R	Cod. 71443-05 Rep.: 1923573
FABBRICANTE	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania	
DISTRIBUITO DA	Sede legale italiana: Essity Italy S.p.A. - Via XXV Aprile n.2 55011 Frazione Badia Pozzeveri- Altopascio (LU) Sede operativa italiana: Essity Italy S.p.A. - via S. Quasimodo, 12 - 20025LEGNANO (MI)	

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	DIMENSIONE (cm x m)	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIO (unità di vendita)	CONF. SECONDARIO (imballo di magazzino)
71443-00001-04	71443-01	5 x 10	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00002-04	71443-02	10 x 10	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00003-04	71443-03	15 x 10	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00004-03	71443-04	20 x 10	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
71443-00005-03	71443-05	30 x 10	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli

Ultimo aggiornamento: 27/05/2020