

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO**FORCELLA NASALE IN POLIPROPILENE**

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.005	124	1575226	R03010380

IMMAGINE**DESCRIZIONE GENERALE**

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcella nasale o boccaglio).

Dispositivo predisposto per ampolla nebulizzatrice in plastica.

MATERIALI


Polipropilene PURELL HP371P

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente, per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso. Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore. Conservare in luogo asciutto e pulito.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché sono parti che possono essere ingerite.
Manipolare con cura.
Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Distributori <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico Classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 (<i>MedicalDevice Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC</i>)