

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO
MASCHERINA MORBIDA IN PVC PER ADULTI

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.010	212	1575222	R03010301

IMMAGINE

DESCRIZIONE GENERALE

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all'ampolla nebulizzatrice in plastica ed all'ampolla nebulizzatrice universale in vetro.

MATERIALI


PVC medicale (Granulo 1) – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

AVVERTENZE

Manipolare con cura. Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l'integrità. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Distributori <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio basso di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico Classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 (<i>Medical Device Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC</i>)