

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

TUBO RACCORDATO 150 CM IN PVC MEDICALE

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.00121	216	1575245	R03010303

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Tubo di collegamento tra l'ampolla per aerosolterapia e la fonte di aria compressa.

MATERIALI


PVC MEDICALE – TPV COMPOUND AM276 DINCH W2069 CRI: raccordini per tubo;
PVC MEDICALE HT – 8087 NON DOP: tubo estruso da cm 100 a 200

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

AVVERTENZE

Manipolare con cura durante l'assemblaggio con le parti da connettere. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché può essere utilizzato come gioco pericoloso. Verificare sempre che non vi sia la presenza di corpi estranei all'interno del tubo per permettere il corretto passaggio del flusso di aria. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare

Distributori <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe I
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 (Medical Device Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC)