

SHOULDER ACTION

Supporto per spalla

STRUTTURA BASE

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione a strappo per controllare il movimento della spalla




Indicazioni

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della spalla.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- instabilità articolazione glenomerale
- prevenzione lussazioni glenomerali
- esiti pregresse lussazioni glenomerali
- coadiuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare
- lussazione glenomerale recidivante
- esiti di intervento di Latarjet e artroscopia di spalla
- esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Rockwood



Misure

Misure DX/SX

| Taglie | Ø Torace |
|--------|------------|
| S | 75–85 cm |
| M | 82–100 cm |
| L | 97–110 cm |
| XL | 107–120 cm |



Codice d'ordine

ACT-100 DX

ACT-100 SX

Dispositivo Medico

MD

Prodotto certificato

