

CVO-750K

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
FISSO A 0° PEDIATRICO

CHIUSURA

- frontale dell'imbottitura a strappo e 4 fasce di fissaggio

Indicazioni

Tutore destinato al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione tibio-tarsica.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- malattia di Sever
- trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- esiti di fratture distali di tibia e perone
- immobilizzazione post operatoria
- distorsioni di caviglia di III grado
- trattamento post operatorio dell'artrorisi (piede piatto)

	Calzatura scarpa	Altezza	
AMBIDESTRA	S	21-22	18 cm
	M	23-25	20 cm
	L	26-28	23.5 cm
	XL	29-33	29.5 cm

Dispositivo Medico

MD

Prodotto certificato

