

## FPIP01

### MASCHERINA MEDICALE TRE STRATI, CON ELASTICI – (EN 14683:2019 TIPO I) THREE LAYER MEDICAL MASK, WITH ELASTICS - (EN 14683: 2019 TYPE I)



Mascherina medicale tre strati, con elastici – monouso  
Priva di cuciture, saldata, senza utilizzo di collanti.  
Priva di fibre di vetro, nichel, formaldeide, lattice.  
Atossica, anallergica, inodore.  
Bassissima resistenza alla respirazione.  
Barretta stringinaso, morbida, leggera.  
Vestibilità perfetta.  
Efficace, confortevole, affidabile.  
Elevata capacità di filtraggio.  
*Three-layer medical face mask, with elastics - disposable*  
*Without seams, welded, without the use of adhesives.*  
*Free of glass fibers, nickel, formaldehyde, latex.*  
*Non-toxic, hypoallergenic, odorless.*  
*Very low breathing resistance.*  
*Nose clip, soft, light.*  
*Perfect fit.*  
*Effective, comfortable, reliable.*  
*High filtering capacity.*

#### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	FPIP01
MATERIALE MASCHERINA MASK MATERIAL	Tessuto-non-tessuto medicale Medical non-woven fabric
MATERIALE ANSE AURICOLARI EAR-LOOP MATERIAL	Tessuto-non-tessuto medicale Medical non-woven fabric
BARRETTA STRINGINASO NOSE BAR	9,5cm
TIPOLOGIA TYPE	3 strati 3 layers
TAGLIA SIZE	Pediatrica: 14 x 9cm Paediatric: 14 x 9cm
PESO WEIGHT	3 strati: 25g+25g+25g 3 layers: 25g+25g+25g
COLORE COLOR	Blu Blue
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE. Dispositivo Medico in Classe I. Directive 93/42/EEC. Class I Medical device. ISO 10993-1:2018 (compatibilità biologica) / (biologic compatibility) EN 14683:2019 Tipo I / Type I Efficienza filtrazione batterica / Bacterial filtration efficiency (BFE): ≥ 95% Pressione differenziale / Differential pressure (Pa/cm <sup>2</sup> ): < 40 Pulizia microbica / Microbial cleaning (ufc/g): ≤ 30

#### CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Dispenser da 50 pezzi. 50 pieces dispenser.
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	2000 pezzi in scatola di cartone 2000 pcs in carton box
CONSERVAZIONE STORAGE	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore intenso. Store in a cool and dry place, away from sources of intense heat.
DATA DI SCADENZA EXPIRY	2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile. 2 years from production date indicated on the package. Product not sterile.

52502429BR4B - 2020-10