



GINOCCHIERA BIESTENSIVA FELPATA CAMEL - 0505

COD. 0505

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Misura centro ginocchio cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 30 a 35	24	1	908480876	8054382240808
da 36 a 39	24	2	908480888	8054382240815
da 40 a 44	24	3	908480890	8054382240822
da 45 a 49	24	4	908480902	8054382240839
da 50 a 53	24	5	901359582	8054382240846

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Affezioni reumatiche articolari

Funzione principale del Dispositivo Medico

Mantenere il calore naturale dell'organismo

Caratteristiche

Questa ginocchiera è realizzata impiegando lana e morbidissimo filato elastico.

La particolarità del tessuto a maglia leggero ed estensibile nelle due direzioni (orizzontale e verticale) consente una perfetta aderenza all'articolazione del ginocchio. Internamente è tessuta a maglia felpata per renderla più morbida e confortevole.

Il tessuto elastico isolante rallenta lo scambio termico con l'ambiente esterno.

Composizione Tessile

81% lana

13% poliammide

6% elasthan

Come si indossa

Indossare la ginocchiera posizionando il centro sopra la rotula, mantenendo la cucitura nella parte posteriore del ginocchio.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto é stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.