



FITO WRAP
SALVAPELLE/PRE-WRAP
Scheda Prodotto/
Technical Data Sheet



REF	Descrizione/Description	Misura/Size	Cartone/Carton
JB01	FITO WRAP – SALVAPELLE/PRE-WRAP	cm 7 X 27,5 m	48pz/pcs
JB28	FITO WRAP – SALVAPELLE/PRE-WRAP	cm 7 X 27,5 m	1pz/1pc

Natura chimica del Prodotto/ Chemical Nature of the product

Schiuma di poliuretano – realizzato senza materiali contenenti lattice

Polyurethane foam – not made with latex materials

Imballo/Packaging

JB01 FITO WRAP SALVAPELLE/PRE-WRAP confezionato in cartone da pz. 48/*packed in a 48pcs carton*

JB28 FITO WRAP SALVAPELLE confezionato singolarmente in astuccio/*individual packed in a box*

Classificazione del dispositivo secondo Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.

EC Medical Device Classification as per Directive 93/42/EEC as amended and found to comply

UMDC 16913 **UMDNS** Tapes, Gauze, Self-Adhering **CND** M03030202

FITO WRAP salvapelle rientra nella Direttiva Europea sui dispositivi medici ed è classificato in Classe I - regola 1.

FITO WRAP Pre-wrap is a Medical Device Class 1 – Rule 1.

Codici a barre/Bar Codes

JB28 FITO WRAP in astuccio/ *in a box* EAN 8031255022600

JB01 FITO WRAP in cartone/*in a carton* EAN 8031255009120

Uso previsto/USE

FITO WRAP - salvapelle bendaggio. Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per contatto di breve termine ovvero per una durata continua inferiore a 24 ore (Riferimento: EN ISO 10993-1). Solitamente utilizzato quale bendaggio protettivo della pelle prima della applicazione del tape sportivo.

FITO PRE-WRAP bandage. The device is intended for a short-term contact Within 24 hours (REF: EN ISO 10993-1). Usually used as protective skin bandage before the application of sport tape.

Avvertenze/Warnings

Non usare a diretto contatto con la ferita. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Do not use on wounds. Keep in a dry and cool place.


Numero di Lotto/LOT Number

Il numero di lotto è fondamentale per la documentazione della fabbricazione del prodotto così da assicurare la rintracciabilità dello stesso.

FITO WRAP
SALVAPELLE/PRE-WRAP
Scheda Prodotto/
Technical Data Sheet

The LOT number is fundamental for the traceability of the product.

LOT 6 digits (from left to right) :


 +6 digits
4 digits – ANNO di produzione/ *YEAR of production*
2 digits – mese di produzione/ *MONTH of production*
example of LOT no.: 201807

Data di Scadenza/Expiry Date

Le caratteristiche del prodotto sono garantite per la durata di 3 anni (36 mesi) dalla data di produzione nel rispetto delle condizioni di magazzinaggio.

The performances of the product are guaranteed for 3 years (36 months) from the production date, respecting storing conditions.

EXPIRY DATE 6 digits (from left to right) :

 +6 digits
4 digits – anno di scadenza/ *expiry YEAR*
2 digits – mese di scadenza prodotto finito/ *expiry MONTH*
example of expiry date: 2021-07

Valutazione clinica/Clinical Evaluation

Il dispositivo FITO WRAP è in commercio da più di 28 anni e non sono stati segnalati reclami di alcun genere.

The medical device FITOWRAP has been on the market for more than 28 years without any complaint.

Fabbricante/Manufacturer



PHYTO PERFORMANCE ITALIA SRL

Via E. Fermi, 9

35030 Veggiano (PD) Italia

FITO WRAP
SALVAPELLE/PRE-WRAP
Scheda Prodotto/
Technical Data Sheet

Simboli in etichetta/Labeling symbols



= keep away from sunlight



= keep dry



= do not reuse



= batch code



= use by



= manufacturer



= re-order number



= use the rubbish or recycle bin/ non disperdere nell'ambiente dopo l'uso