

## KOMODO®

L'unico  
cuscino  
ergonomico a  
cuneo  
tridimensiona  
le e con freno  
antiscivolo



### Misura

- Large
- Medium

### Colore

- Rosso
- Blu
- Nero

### **Komodo Large:**

Lunghezza: 39 cm

Larghezza: 41 cm

altezza posteriore: 7 cm

altezza anteriore: 4 cm

### **Komodo Medium:**

Lunghezza: 37,5 cm

Larghezza: 35,5 cm

altezza posteriore: 7 cm

altezza anteriore: 4 cm

Ogni cuscino è dotato di bretelle di fissaggio.

## **KOMODO** CUNEO ERGONOMICO ANTIDECUBITO con FRENO ANTISCIVOLO

rialzo per **impedire** lo  
**scivolamento** in avanti  
e mantenere il  
**distanziamento**  
tra le gambe

inibisce la rettilineizzazione  
della **curva lombare**

per decorsi  
**post operatori**  
dell'area  
pelvi-perineale

**depressioni  
ergonomiche**  
per ridurre le  
**stasi  
circolatorie** e  
contrastare le  
**sciatalgie**

**accoglienza** per ospitare il  
**coccige** anche in caso di  
**frattura**

svasatura per prevenire la **compressione** e il **surriscaldamento**  
di **prostata** ed **emorroidi**

### **AZIONE 1: SUPPORTO LOMBARE**

**curva lombare.**

#### **AZIONE 2: DECORSO POST OPERATORIO**

Il cuscino KOMODO® offrendo ai glutei la massima superficie di appoggio, **favorisce la naturale inclinazione** dell'angolo pubico (85°-130°) e riduce la formazione di decubiti prolassi provocati dai lunghi periodi in **posizione seduta**.

#### **AZIONE 3: ANTI COCCIGEO**

Il cuscino KOMODO® **accoglie** ergonomicamente la **prominenza sacrale o sacro coccigea** coadiuvandone la termoregolazione al fine di ridurre lo schiacciamento ed il surriscaldamento.

#### **AZIONE 4: ANTIPROSTATA, ANTI EMORROIDI E PER FRATTURE COCCIGEE**

Il cuscino KOMODO® con la sua svasatura centrale nel tratto longitudinale **previene** la compressione **prostatica** e lo schiacciamento e surriscaldamento di **emorroidi**.

#### **AZIONE 5: ANTISCIATALGIA E ANTIDECUBITO**

Il cuscino KOMODO® nelle due porzioni di appoggio presenta delle **depressioni ergonomiche** al fine di distribuire uniformemente la pressione su glutei e muscoli ischiocrurali, **riproducendo** così i benefici antidecubito propri di **uno stato di sospensione o galleggiamento**.

#### **AZIONE 6: ANTISCIVOLO**

Il cuscino KOMODO® nella parte centrale - anteriore presenta un **freno**, o rialzo, che **impedisce lo scivolamento** dei glutei in avanti, coadiuvando la prima delle sei azioni attive e cioè il mantenimento della naturale anti versione **del bacino**.

#### **Istruzioni**

Appoggiare il cuscino sulla seduta con la cerniera rivolta verso il basso e con il freno (rialzo) grigio rivolto in avanti

#### **Materiali**

Il rivestimento esterno è in microfibra autotraspirante.

**poliuretano elastico ad alta densità e poliuretano a densità comfort** assemblati e stratificati tra loro, al fine di conferire il più elevato livello di ergonomia e comfort.