

TENSOPLAST

BENDA ELASTICA ADESIVA

DESCRIZIONE	Benda elastica adesiva MONOUSO porosa in tessuto di alta qualità cotone/rayon per compressione e sostegno. Eccezionale elasticità del tessuto, massa adesiva porosa, bordi soffici e non sfilacciabili.	
SUPPORTO	Ordito: cotone Consistenza: =17 fili/cm (benda a riposo); Trama: rayon Consistenza: = 78 fili/cm (benda a riposo) Spessore: 1050-1100 µm Peso del supporto: 140-170 g/m ²	
MASSA ADESIVA	Ossido di zinco 24/26%; Resine; Caucciù Peso: 120-150 g/m ² La massa adesiva è spalmata in modo poroso.	
RITORNO ELASTICO	massimo 80%	
ESTENSIBILITA'	= 115-145%	
RESISTENZA ALLO SVOLGIMENTO	250 gf/cm (valore massimo)	
ADESIONE	150-400 gf/cm (SU PIASTRA ACCIAIO)	
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> -Facile da utilizzare -Tessuto di qualità superiore, altamente estensibile, conformabile, assorbente, termoregolato -Massa adesiva porosa spalmata omogeneamente che permette una corretta traspirazione cutanea, riducendo il rischio di fenomeni di macerazione -Linea centrale gialla che assicura una maggiore precisione nell'applicazione -Bordi soffici con cimosa non ricoperti dall'adesivo 	
INDICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Svolge una funzione di supporto nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari (contusioni, distorsioni di grado 0-1, lussazioni, lesioni capsulo-legamentose) -Trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore (bendaggio fisso) -Fissaggio di medicazioni 	
LATTICE	Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti	
STERILIZZABILITA'	Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile.	
VALIDITA' CONSERVAZIONE E DURATA	Il prodotto va conservato ad una temperatura non superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 4 anni. Il prodotto correttamente conservato mantiene elasticità ed adesività inalterate per il periodo di validità.	
PRESENTAZIONE	Unità d'uso: benda singola sigillata in involucro di plastica, in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice a barre. Unità di vendita: confezione da 12 bende in scatole individuali. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara	
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I	
CODICE CND	M0304010302	
NUMERO DI REGISTRAZIONE	VECCHIO N. REPERTORIO	NUOVO N. REPERTORIO
	Cod. 71545-00; Rep. n° 22154/R	Cod. 71545-00; 1923298
	Cod. 71546-00; Rep. n° 1807286/R	Cod. 71546-00; 1923300
	Cod. 71547-00; Rep. n° 1807287/R	Cod. 71547-00; 1923299

Ultimo aggiornamento: 24/08/2020

TENSOPLAST

BENDA ELASTICA ADESIVA

Continua/2

FABBRICANTE	BSN medical (Pty) Ltd, Pinetown, 3610, South Africa
EC-REP	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
DISTRIBUITO DA	Sede legale italiana: Essity Italy S.p.A. - Via XXV Aprile n.2 55011 Frazione Badia Pozzeveri-Altospasio (LU) Sede operativa italiana: Essity Italy S.p.A. - via S. Quasimodo, 12 - 20025LEGNANO (MI)
SITO PRODUTTIVO	Made in SA

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	DIMENSIONI	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
71545-00000-00	71545-00	5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
71546-00000-00	71546-00	7,5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
71547-00000-00	71547-00	10cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende

Ultimo aggiornamento: 24/08/2020