

MODELLO	Osteomat				
<p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteomat</li> <li>• Manuale d'uso</li> </ul>		<div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">CND: Z12069099</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REP: 1831957/R</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dispositivo medico Classe I non sterile e senza funzioni di misura</td> </tr> </table>	CND: Z12069099	REP: 1831957/R	Dispositivo medico Classe I non sterile e senza funzioni di misura
CND: Z12069099					
REP: 1831957/R					
Dispositivo medico Classe I non sterile e senza funzioni di misura					
<p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4 settori attivi con 8 solenoidi totali</li> <li>✓ 2 cavi di collegamento</li> <li>✓ Compatibile con i modelli MAG2000, MAG2000 PLUS e modelli della famiglia LaMagneto.</li> </ul> <p>Il materassino <b>OSTEOMAT</b> è il nuovo materassino per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza. Tale materassino nasce dall'esigenza di trattare più segmenti corporei in un'unica seduta grazie alla sua grande semplicità d'uso ed estrema flessibilità.</p> <p>La configurazione dell'Osteomat è stata pensata per andare a stimolare quelle zone del corpo (spalle, colonna, bacino) che maggiormente sono colpite da una riduzione della massa ossea, sintomo tipico dell'osteoporosi.</p>					
<p><b>Dimensioni:</b> 160x65 cm</p>					

SK354-01

**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684 - Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N - R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.