

8LIGHT

Cavigliera con bendaggio ad 8

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata posteriormente

NOTE

- a disponibile in colore nero e skin

Indicazioni

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione e fasce elastiche.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

Misure

Taglie Ø Collo del piede

S 24–28 cm

M 28–33 cm

L 33–38 cm



Codice d'ordine

CL8-100 (nero)

CL8-200 (skin)

Dispositivo Medico

MD

Prodotto certificato

