

CRL 300

Corsetto elastico

STRUTTURA

- tessuto elastico

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- incrocio posteriore coadiuvante nell'efficacia della distrazione vertebrale

Indicazioni

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna.

Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto L1 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare

Misure

Taglie Ø Bacino

S	70–85 cm
M	80–95 cm
L	90–105 cm
XL	100–115 cm
XXL	oltre 116 cm



Altezza

27 cm

Colori

Nero

Écru

Codice d'ordine

CRL-300 (nero)

CRL-301 (écru)

Dispositivo Medico

MD

