

D.T3-TTP

Cinturino sottorotuleo

STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, batteriostatico sul dispositivo e termoregolatore
- con pressore pneumatico anatomico

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza HEIQ PURE



Indicazioni

Tutore destinato allo scarico della tensione sul tendine rotuleo mediante compressione.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

Misure

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine

DT3-TTP

Dispositivo Medico

MD

Prodotto certificato

