

## DUAL LOCK RHIZO

### Immobilizzatore steccato primo dito

#### STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

#### STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics
- materiale esterno in vellutino grippante per una totale adattabilità

#### PRESA POLLICE

- si

#### CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice

#### Indicazioni

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica del primo dito in posizione neutra.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

#### Misure

##### Misure (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	13–17 cm
2°	18–23 cm



#### Altezza

14,5 cm

#### Codice d'ordine

DUA-500 DX

DUA-500 SX

#### Dispositivo Medico



#### Prodotto certificato

