

CAVIGLIERA FullFit®

Cavigliera semplice

Linea FullFit

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica

CHIUSURA

- no

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo Q-Skin by Fulgar®, il quale ha un'efficacia batteriostatica che gli permette di controllare la propria flora batterica in eccesso



Indicazioni

Tutore destinato alla stabilizzazione dell'articolazione della caviglia mediante compressione.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

Misure

Misure ambidedstro

Taglie	Ø Caviglia
S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm



Codice d'ordine

FFA-500

Dispositivo Medico

MD

Prodotto certificato

