

## **GNO-970 LEGGY ECO** **Ginocchiera Leggy® R.O.M.**

### **Linea post operatoria**

#### **STRUTTURA**

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

#### **SNODO/ASTE**

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

#### **CHIUSURA**

- mediante sei fasce a strappo

#### **Indicazioni**

Tutore destinato alla stabilizzazione, al blocco ed alla limitazione del range di movimento dell'articolazione del ginocchio.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

#### **Misure**

**Corta:** per arto <80 cm - **Altezza** 57 cm

**Lunga:** per arto >80 cm - **Altezza** 63 cm

Disponibile versione Extra-Corta con altezza 48 cm

#### **Regolazioni**

##### **Ext. Flex.**

- 0° 0°
- 10° 10°
- 20° 20°
- 30° 30°
- 45°
- 60°
- 75°
- 90°
- 105°
- 120°

Codice d'ordine

GNO-970ECO

Dispositivo Medico



Prodotto certificato

