

## M.STEP KIDZ

### Cavigliera bivalente pediatrica

#### STRUTTURA

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

#### STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve corte in tecnopolimero

#### CHIUSURA

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcanare

#### Indicazioni

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della caviglia con limitazione della pronazione e supinazione, ad esempio:

- in seguito a lesioni dei legamenti dell'articolazione tibio-tarsica (II e III grado) (trattamento post-traumatico / post-operatorio)
- in seguito a distorsioni della caviglia
- in caso di instabilità cronica dell'articolazione tibio-tarsica

#### Misure

Taglia unica ambidestra

#### Altezza

12 cm

#### Codice d'ordine

M.STEP KIDS

#### Dispositivo Medico

**MD**

#### Prodotto certificato

