

## PHYLOETEK STABIMED

### Ginocchiera traspirante aperta con snodo Physioglide®

**PHYLOETEK**

#### STRUTTURA

- soft tessuto PhyloEtek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo



#### SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

#### STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

#### CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate



#### Indicazioni

Tutore destinato alla stabilizzazione meccanica tramite compressione dei tessuti molli ed alla limitazione e guida del movimento dell'articolazione del ginocchio tramite snodi regolabili.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

#### Misure

##### Taglie Ø Coscia

XS	34-40 cm
S	40-46 cm
M	46-52 cm
L	52-58 cm
XL	58-65 cm
XXL	65-72 cm



#### Regolazioni

##### Ext. Flex. Imm.

-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	140°	(Flex free)

#### Altezza

34 cm

Codice d'ordine  
PY-TKSTAB

Dispositivo Medico  
**MD**

Prodotto certificato  
**CE**