

## SCAPHOMED

### Tutore rigido per pollice

#### STECCATURA

- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide

#### STRUTTURA

- cuffia interna di protezione in tessuto elastico senza cuciture

#### PRESA POLLICE

- si

#### CHIUSURA

- mediante sistema a strappo elastico sul polso

#### Indicazioni

Tutore destinato alla limitazione del range di movimento del primo dito.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

#### Misure

##### Misure DX/SX

Taglie	Ø Polso
S	13–17 cm
M	17–19 cm
L	19–23 cm
XL	23–28 cm



#### Codice d'ordine

SCA-101 DX

SCA-101 SX

#### Dispositivo Medico

**MD**

#### Prodotto certificato

