

IGEA MED
ZINCO BAMBOO – ZINC BAMBOO



È una crema con estratti naturali, adatta a prevenire arrossamenti o irritazioni cutanee. L'azione del bamboo aiuta a lenire, rigenerare e calmare, aiutando a donare tono ed elasticità all'epidermide. Indicato per cuti sensibili. Di facile assorbimento. Nichel e Cromo tested.

It is a cream with natural extracts, suitable for preventing redness or skin irritation. The bamboo helps to soothe, regenerate and calm while improving skin tone and elasticity. Suitable for sensitive skin. Easily absorbed. Nickel and Chromium tested.

INGREDIENTS:

Aqua • Cetearyl Alcohol • Glyceryl Stearate • Caprylic/Capric Triglyceride • Zinc Oxide • Polysorbate 60 • Sorbitan Stearate • Citric Acid • Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract • Tocopheryl Acetate • Oryza Sativa Bran Oil • Glycerin • Parfum • Methylparaben • Ethylparaben • Ethylhexylglycerin

Documentazione conforme al Reg. 1223/2009 sui prodotti cosmetici / Documentation compliant with Reg. 1223/2009 on cosmetic products.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico / physical appearance:	Emulsione lucida con piccoli granelli di ossido di zinco / glossy emulsion with small specks of zinc oxide
colore / color:	bianco / white
odore / odor:	caratteristico / characteristic
pH conc / pH as it is:	6.50 – 7.50
peso specifico / specific weight:	1.05 g/ml
viscosità a 20°C / viscosity at 20°C:	30000-55000 cps gir 6 rpm 10

ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCTION FOR USE:

Dopo aver eseguito l'igiene e l'asciugatura della persona, applicare e massaggiare IGEA MED ZINCO BAMBOO delicatamente fino a totale assorbimento. Si consigliano 1 o 2 applicazioni al giorno.

Clean and dry the affected area and apply IGEA MED ZINC BAMBOO. Massage it gently until completely absorbed. Recommender: 1 or 2 applications per day.

RACCOMANDAZIONI / WARNING:

Conservare ben chiuso nel contenitore originale. Una volta aperto il contenitore, il prodotto deve essere utilizzato entro 9 mesi.

Keep tightly closed in the original container. Once the container is opened, the product must be used within 9 months.

IMBALLI / PACKING:

Cartoni da 12 tubi di pasta da 150ml – pallet 140 crt (80x120x105) – EAN 8015013952007

Box of 12 x 150ml paste – 140 cartons pallet (80x120x105)