

IGEA MED



CREMA BARRIERA BAMBOO – BARRIER BAMBOO CREAM

E' una crema con estratti naturali dermocompatibile. L'estratto di bamboo aiuta a lenire, rigenerare e calmare. Gli estratti di calendula, rosa canina e burro di karitè coadiuvano la riparazione e la ricostruzione della pelle. Ha proprietà astringenti e dona tono, elasticità e morbidezza a pelli particolarmente secche. Nichel and Crom tested. It is a barrier cream, its formula containing natural dermo-compatible extracts along with tightening and toning properties that help improve elasticity and softness to dry skin. The bamboo extract helps to soothe, relieve and regenerate with calendula extract, rosehip and karitè butter assist the repair and reconstruction of the skin. Nichel and Crom tested

INGREDIENTS:

Aqua • Oryza Sativa Starch • Glycerin • Coco-Caprylate/Caprata • Myristyl Alcohol • C14-22 Alcohols • Hexyldecanol • Hexyldecyl Laurate • Butyrospermum Parkii Butter • Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract • Calendula Officinalis Flower Extract* • Rosa Canina Fruit Extract • Vitis Vinifera Seed Extract • Linseed Acid • Tocopheryl Acetate • C12-20 Alkyl Glucoside • Glyceryl Oleate • Parfum • Cera Alba • Propylene Glycol • Tocopherol • Sodium Dehydroacetate • DMDM Hydantoin • Methylparaben • Ethylparaben • Phenoxyethanol • Alcohol • PEG-40 Hydrogenated Castor Oil • Lactic Acid • Disodium EDTA

Documentazione conforme al Reg. 1223/2009 sui prodotti cosmetici / Documentation compliant with Reg. 1223/2009 on cosmetic products.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico / physical appearance:	Emulsione / emulsion
colore / color:	bianco / white
odore / odor:	caratteristico / characteristic
pH conc / pH as it is:	6.40 – 6.90
peso specifico / specific weight:	0.99 g/ml
viscosità a 20 °C / viscosity at 20 °C:	15000-30000 cps gir 6 rpm 10

ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCTION FOR USE:

Erogare una quantità idonea sulla parte interessata e massaggiare delicatamente. Apply a suitable amount of product to the affected area and massage gently.

RACCOMANDAZIONI / WARNING:

Conservare ben chiuso nel contenitore originale. Una volta aperto il contenitore, il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi.

Keep tightly closed in the original container. Once the container is opened, the product must be used within 12 months.

IMBALLI / PACKING:

Cartone da 12 flaconi da 500ml con dispenser – pallet 40 crt (80x120x90) – EAN 8015013952005

Box of 12 x 500ml bottles with dispenser – 40 cartons pallet (80x120x90)