

IGEA MED



CREMA NUTRIENTE BAMBOO –BAMBOO NOURISHING CREAM

E' una crema nutriente con estratti naturali dermocompatibile. L'estratto di bamboo aiuta a lenire, rigenerare e calmare. Gli estratti di achillea e di avena hanno azione rinfrescante, stimolante e astringente. L'aggiunta di oli di rosa mosquete e pula di riso aiutano a restituire tono ed elasticità all'epidermide. Nichel and Crom tested.
It is a moisturising cream, its formula containing natural dermo-compatible extracts. The bamboo extract helps to soothe, regenerate and calm while the yarrow and oat extracts refresh, stimulate and tighten. Rosehip and rice oil help restore tone and elasticity to the skin. Nichel and Crom tested

INGREDIENTS:

Aqua • Glycerin • Dicaprylyl Carbonate • Caprylic/Capric Triglyceride • Ethylhexyl Stearate • Potassium Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein • Erythritol • Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract • Avena Sativa Bran Extract* • Achillea Millefolium Extract* • Cetraria Islandica Extract • Rosa Moschata Seed Oil • Oryza Sativa Bran Oil • Olea Europaea Oil Unsaponifiables • Cetearyl Alcohol • Glyceryl Oleate • Tocopheryl Acetate • Glyceryl Stearate • Carbomer • Parfum • Propylene Glycol • Methylparaben • Ethylparaben • Sodium Dehydroacetate • Phenoxyethanol • DMDM Hydantoin • Sodium Hydroxide • Disodium EDTA

Documentazione conforme al Reg. 1223/2009 sui prodotti cosmetici /Documentation compliant with Reg. 1223/2009 on cosmetic products.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico / physical appearance:	Emulsione lucida / glossy emulsion
colore / color:	bianco / white
odore / odor:	caratteristico / characteristic
pH conc / pH as it is:	6.60 - 7.00
peso specifico / specific weight:	0.97 g/ml
viscosità a 20 °C /viscosity at 20 °C:	8000-15000 cps gir 4 rpm 10

ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCTION FOR USE:

Erogare una quantità idonea sulla parte interessata e massaggiare delicatamente. Apply a suitable amount of product to the affected area and massage gently.

RACCOMANDAZIONI / WARNING:

Conservare ben chiuso nel contenitore originale. Una volta aperto il contenitore, il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi.

Keep tightly closed in the original container. Once the container is opened, the product must be used within 12 months.

IMBALLI / PACKING:

Cartone da 12 flaconi da 500ml con dispenser – pallet 40 crt (80x120x105) – EAN 8015013952002
Box of 12 x 500ml bottles with dispenser – 40 cartons pallet (...)