

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### GERMOCID SPRAY DISINFETTANTE

GERMOCID SPRAY DISINFETTANTE è indicato per disinfettare e deodorare gli ambienti ad alta frequentazione ed a maggior rischio infettivo come ambulatori, sale d'attesa, aule scolastiche, mense, centri sportivi, palestre, centri di accoglienza, bagni pubblici e in tutti quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell'igiene.

GERMOCID SPRAY DISINFETTANTE garantisce le condizioni igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della salute.

GERMOCID SPRAY DISINFETTANTE non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali. Disinfetta lasciando un gradevole profumo.

Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.



#### ISTRUZIONI PER L'USO

Per la disinfezione degli oggetti in genere e delle superfici: far precedere un'accurata pulizia delle superfici utilizzando un idoneo detergente, erogare uniformemente il prodotto per 3-4 secondi da una distanza di circa 20 cm dirigendo il getto verso l'area da trattare. Lasciare agire per 15 minuti. Ripetere il trattamento solo se necessario.

#### CONFEZIONI

Codice interno:		Imballo primario:		Imballo secondario:	
S500		Bombola da 400 ml		Scatola da 12 bombole	
Barcode	ITF	Misure scatola (mm)		Composizione pallet	
8009110025035	8009110025035	244 l x 186 p x 256 h		90 ct (5 piani x 18)	

Gli imballi primari non contengono sostanze sensibilizzanti e sono compatibili con i componenti del formulato.