

SEDIA MOBILE PER DOCCIA

- Trasferimento facilitato e toilette effettuata in sicurezza
- Ruote ampie che facilitano gli spostamenti
- Struttura in alluminio e rivestimento epossidico

AVVERTENZE

- Portata massima 100 kg
- Misure sedia 51x58 cm
- Misure seduta 46x41x38
- Peso 8 kg
- Non superare il peso massimo dell'utilizzatore
- Controllare periodicamente la stabilità e rigidità del prodotto
- Non stare in piedi sul sedile



PULIZIA E DISINFEZIONE

- Pulire il prodotto tutti i giorni con acqua tiepida, un detersivo ad uso domestico ed un panno morbido. Si possono utilizzare prodotti senza cloro o acqua e sapone. Asciugare con un panno. Se è necessaria una disinfezione, impiegare i disinfettanti abitui disponibili in commercio

GARANZIA

- La garanzia è conforme alle disposizioni legali Europee ed ha una durata di 24 mesi. La garanzia si estende ai difetti di produzione e di montaggio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di usura o di impiego imprudente e /o errato. La garanzia non è valida per parti soggette ad usura

CLASSE DISPOSITIVO

- Dispositivo medico di Classe 1 secondo la direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (v. Allegato)
- Classificazione CND: Y091215

Codice:	V1214515	Descrizione:	SEDIA MOBILE PER DOCCIA	Data aggiornamento:	20/05/2019
----------------	----------	---------------------	-------------------------	----------------------------	------------