


LINEA: **IGIENE E PROTEZIONE**  
 ARTICOLO: **MUTANDINA IGIENICA "PANTY STRETCH"**



USO: La mutandina igienica è raccomandata nei giorni del ciclo mensile della donna ed in caso di perdite bianche (dismenorrea).

CARATTERISTICHE: Realizzata in cotone (95%) e Lycra (5%). Leggermente elasticizzata, permette a tutti i modelli, opportunamente calibrati, di aderire perfettamente al corpo, modellando e consentendo libertà di movimento.

Grazie ai morbidi materiali poliestensivi impiegati, non procura fastidio o irritazione.

Per una maggior sicurezza, la mutandina igienica può essere indossata in anticipo sul periodo ricorrente.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: E' consigliabile il lavaggio come indumento delicato; non stirare e lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

ASSORTIMENTO:

| CODICE | MODELLO   | COLORE | MATERIALE    | TAGLIE   |
|--------|-----------|--------|--------------|----------|
| 1242   | PRIMAVERA | bianco | cotone+lycra | da 1 a 6 |
| 1240   | PRIMAVERA | nero   | cotone+lycra | da 1 a 6 |
| 1245   | LADY      | bianco | cotone+lycra | da 1 a 6 |
| 1243   | LADY      | nero   | cotone+lycra | da 1 a 6 |
| 1246   | MILADY    | bianco | cotone+lycra | da 3 a 8 |
| 1247   | MILADY    | nero   | cotone+lycra | da 3 a 8 |

I diversi modelli sono proposti in funzione della struttura della persona e precisamente:

- PRIMAVERA: (fascia bassa in cintura) per struttura snella e giovane
- LADY: (fascia media in cintura) per struttura forte
- MILADY: (fascia alta in cintura) per struttura forte e sensazione di contenimento