


LINEA: **IGIENE E PROTEZIONE**  
 ARTICOLO: **MUTANDINA IGIENICA "PANTY STRETCH"**



USO: La mutandina igienica è raccomandata nei giorni del ciclo mensile della donna ed in caso di perdite bianche (dismenorrea).

CARATTERISTICHE: Realizzata in cotone (95%) e Lycra (5%). Leggermente elasticizzata, permette a tutti i modelli, opportunamente calibrati, di aderire perfettamente al corpo, modellando e consentendo libertà di movimento.

Grazie ai morbidi materiali poliestensivi impiegati, non procura fastidio o irritazione.

Per una maggior sicurezza, la mutandina igienica può essere indossata in anticipo sul periodo ricorrente.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: E' consigliabile il lavaggio come indumento delicato; non stirare e lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

ASSORTIMENTO:

CODICE	MODELLO	COLORE	MATERIALE	TAGLIE
1242	PRIMAVERA	bianco	cotone+lycra	da 1 a 6
1240	PRIMAVERA	nero	cotone+lycra	da 1 a 6
1245	LADY	bianco	cotone+lycra	da 1 a 6
1243	LADY	nero	cotone+lycra	da 1 a 6
1246	MILADY	bianco	cotone+lycra	da 3 a 8
1247	MILADY	nero	cotone+lycra	da 3 a 8

I diversi modelli sono proposti in funzione della struttura della persona e precisamente:

- PRIMAVERA: (fascia bassa in cintura) per struttura snella e giovane
- LADY: (fascia media in cintura) per struttura forte
- MILADY: (fascia alta in cintura) per struttura forte e sensazione di contenimento