

LINEA: **INCONTINENZA**

ARTICOLO: **“STANDARD” MUTANDA PER INCONTINENZA - D.M. Classe 1 nsis. 459375**



USO: In tutte le forme di incontinenza fino a quella molto grave.

**CARATTERISTICHE:**

STANDARD mutanda per incontinenza è costituita da tre strati protettivi in successione, ciascuno con precise funzioni:

- Strato interno: morbido materiale filtrante in vellutino “nap-velour” che lascia filtrare i liquidi restando asciutto.
- Strato intermedio: pellicola impermeabile anallergica e profumata per trattenere le perdite urinarie e/o fecali.
- Strato esterno: in maglina di leggerissimo nylon.

Una apposita tasca-passante, consente l’inserimento del pannolino o pannolone, secondo necessità, e un agevole e rapido ricambio.

Grazie alla morbidezza dei materiali impiegati, la mutanda può essere indossata sotto i normali indumenti, garantendo sicurezza e benessere.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: Lavaggio: per una maggiore durata è consigliabile il lavaggio come indumento delicato, in acqua tiepida, max. 40°C, e con detersivi non aggressivi. Asciugare lontano da fonti di calore, all’ombra. Non stirare.

CONFEZIONE: Astuccio in cartoncino da 1 pezzo.

**ASSORTIMENTO:**

CODICE	MODELLO	COLORE	MATERIALE	TAGLIE
2302	STANDARD	bianco	vedi caratteristiche	da 1 a 8

# SCHEDA ARTICOLO

## STANDARD - slip con bottoni e tasca porta assorbente

MISURE	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.
1°	52/80	28/46	20	38
2°	58/85	30/48	21	39
3°	64/90	32/50	22	40
4°	70/95	34/52	23	41
5°	76/100	36/54	25	43
6°	82/105	38/56	26	45
7°	88/110	40/60	28	48
8°	96/115	44/46	29	50
	Circonferenza vita a riposo e stesa	Circonferenza giro gamba a riposo e stesa	Altezza fianchi	Altezza totale

