

# ACQUA OSSIGENATA

## Perossido di idrogeno stabilizzato

soluzione diluita al 3% 10 Volumi

<b>Composizione:</b>	Perossido di idrogeno      ml 3 Acqua deionizzata q.b. a    ml 100
<b>Aspetto:</b> <b>Profumo:</b> <b>pH:</b>	Liquido incolore Inodore 2,50 – 3,60
<b>Biodegradabilità:</b> <b>Tossicità:</b>	Oltre il 90% LD50 (dermica ratto) = < 20.000 mg/kg
<b>Confezioni:</b>	- flacone da 250 ml in cartone da 12 flaconi - flacone da 1 litro in cartone da 12 flaconi
<b>Validità</b>	3 anni per le confezioni chiuse; 12 mesi per quelle aperte
<b>Proprietà e Vantaggi:</b>	<b>Azione antibatterica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>L'ACQUA OSSIGENATA Pharma Trade</b> risulta attiva sui batteri gram+ e gram-; in particolare sviluppa la massima attività nei confronti dei batteri ANAEROBI.</li></ul> <b>Azione detergente</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>L'ACQUA OSSIGENATA Pharma Trade</b> deterge la cute eliminando lo sporco residuo (polvere, terriccio, sabbia, ecc.). Ottima per rimuovere medicazioni seccate.</li></ul> <b>Stabilità</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>L'ACQUA OSSIGENATA Pharma Trade</b> viene prodotta utilizzando un particolare procedimento che ne garantisce una conservazione ottimale. Validità prodotto chiuso e ben conservato: 3 anni.</li></ul>
<b>Indicazioni d'uso e Applicazioni:</b>	<b>L'ACQUA OSSIGENATA Pharma Trade</b> viene utilizzata tal quale sulla cute.